

## PERAWATAN

1. Jangan menggunakan cairan kimia untuk membersihkan produk, karena bisa merusak bagian plastik dari lampu
2. Untuk menghindari arus pendek dan kerusakan produk, jangan membuka lampu selain teknisi.



## HALOGEN MEDICAL EXAMINATION LIGHT

MODEL : MEL-01



**Buku Manual**

## PERHATIAN

1. Pastikan sumber daya ditempat anda mempunyai tegangan yang sesuai 220V-230V sebelum disambungkan pada jala-jala PLN
2. Jauhkan dari air atau tempat yang lembab untuk penggunaan yang tepat

## CARA PENGGUNAAN

1. Pasang kabel AC pada stop kontak dengan tegangan kerja 220V
2. Tekan tombol ON untuk mengaktifkan tombol potensio lampu
3. Putar potensio pengaturan intensitas cahaya lampu halogen (pengaturan dari minimal, redup hingga maksimal)
4. Tekan tombol OFF dan lepas kabel AC dari stop kontak bila lampu halogen tidak digunakan



## SPESIFIKASI

1. Tegangan : 220 V
2. Daya : 50 W
3. Frekuensi : 50 Hz /60 Hz
4. Illuminance :  $\pm 44.000$  lx

## NAMA PARTS

1. Tombol ON/OFF
2. Fitingan Lampu Halogen
3. Penutup Lampu Halogen
4. Casing rangkaian
5. Casing penutup rangkaian (yang menghubungkan dan mengunci antara tiang lampu atas dan bawah)
6. Tiang lampu bawah
7. Roda

