



BUKU MANUAL

**UV ROOM STERILIZER MUV-01**



## ✓ PENDAHULUAN

Salah satu alat yang digunakan untuk keperluan sterilisasi ruangan adalah sebuah lampu ultraviolet. Lampu ultraviolet ini biasa digunakan didalam ruang OK, ICU dan lain-lain yang membutuhkan suatu kondisi ruangan yang steril dengan ukuran ruangan maksimal  $5 \times 5 \text{ m}^2$  dan masa hidup lampu ultraviolet maksimal 3000 jam.

Untuk itu dari pihak pabrik kami merencanakan suatu lampu yang dapat mendukung kebutuhan tersebut. Kami sangat memperhatikan kualitas barang kami yang beredar dipasaran agar dapat diterima dengan baik di setiap rumah sakit atau klinik.

Untuk itu kami membuat alat yang kami bernama UV ROOM STERILIZER dengan tipe MUV-01.



Gambar MUV-01

## ✓ **STANDARD OPERASIONAL PEMAKAIAN**

Lampu ini sangat mudah untuk dioperasikan, karena bentuknya yang sederhana tetapi tetap elegan, berikut cara pengoperasian alat:

### **A. PENGOPERASIAN ALAT SECARA MANUAL**

1. Instal alat dengan benar
2. Hubungkan kabel power dengan stop kontak PLN
3. Pilih pengoperasian manual dengan tombol pemilihan manual
4. Tekan tombol POWER
5. Pilih lampu yang ingin dinyalakan dengan menekan tombol 1, 2, 3, 4, 5 atau 1-5
6. Atur waktu timer untuk mengatur lamanya sterilisasi
7. Setelah waktu habis, itu menandakan proses sterilisasi telah selesai dan lampu menjadi padam

### **B. PENGOPERASIAN ALAT DENGAN REMOTE**

1. Instal alat dengan benar
2. Hubungkan kabel power dengan stop kontak PLN
3. Pilih pengoperasian remote dengan tombol pemilihan remote
4. Tekan tombol POWER
5. Pilih lampu yang ingin dinyalakan dengan menekan tombol 1, 2, 3, 4, 5 atau 1-5
6. Atur waktu timer untuk mengatur lamanya sterilisasi
7. Tekan tombol A / B / C untuk menyalakan lampu
8. Setelah waktu habis, itu menandakan proses sterilisasi telah selesai dan lampu menjadi padam. Bila tiba-tiba ingin mematikan lampu, tekan tombol D pada remote

## ✓ PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ALAT

### Petunjuk Singkat Perbaikan Alat

| No | Kerusakan                 | Kemungkinan Penyebab   | Tindakan   |
|----|---------------------------|--|--|
| 1  | Lampu tidak dapat menyala | Supply PLN tidak ada<br>Lampu putus<br>Balast rusak<br>Timer rusak | Cek supply PLN<br>Ganti lampu<br>Ganti balast<br>Ganti timer |
| 2  | Remote tidak berfungsi    | Tombol remote rusak  | Perbaiki tombolnya   |

### Pemeliharaan

Bersihkan bodi dengan kain lap yang halus, dan bila menggunakan cairan, gunakanlah cairan yang lembut, seperti sabun.

File No.: SPA-BM/PROD-11

File Ver.: 0.1

Release Date: 2016.05.01 rev00