

Sterilisator

GET 100-E UV

Buku Manual

Panduan ini akan membantu Anda memahami operasi dan pemeliharaan produk yang lebih baik. Hal ini diingatkan bahwa produk harus digunakan secara ketat mematuhi manual ini. Operasi pengguna yang gagal mematuhi panduan ini dapat mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan yang mana PT. SINKO PRIMA ALLOY. (selanjutnya disebut SINKO) tidak dapat dianggap bertanggung jawab.

SINKO memiliki hak cipta manual ini. Tanpa persetujuan tertulis dari SINKO, materi yang terkandung dalam buku pedoman ini tidak boleh difotokopi, direproduksi, atau diterjemahkan ke dalam bahasa lain.

Materi yang dilindungi oleh hukum hak cipta, termasuk namun tidak terbatas pada informasi rahasia seperti informasi teknis dan informasi paten yang terkandung dalam buku pedoman ini, pengguna tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga yang tidak relevan.

Pengguna harus memahami bahwa tidak ada dalam manual ini hibah dia, secara tegas atau implisit, hak atau lisensi untuk menggunakan salah satu sifat intelektual dari SINKO.

SINKO memegang hak untuk memodifikasi, memperbarui, dan pada akhirnya menjelaskan panduan ini.

Prinsip Kerja dan Fungsi

Produk ini menggunakan sinar UV untuk proses sterilisasi. Sehingga aman untuk bahan yang akan di sterilisasi, rendah daya dan aman bagi lingkungan sekitar.

Spesifikasi Utama

Model	GET 100-E UV	
Power Supply	AC 220V 50Hz	
Power	Maksimal 35 Watt	
Jumlah lampu UV	2 x 15 Watt	
Intensitas UV	$\geq 50 \mu\text{W}/\text{cm}^2$	
Panjang gelombang	253.8 nm	
Dimensi Unit	400 x 350 x 250 mm	
Berat Bersih	2.25 kg	
Operasi	Temperatur	-20°C ~ 40°C
	Kelembapan	60% ~ 90%

Cara Pengoperasian

1. Masukkan bahan atau benda yang akan di sterilisasi.
2. Hubungkan Kabel power ke jala-jala PLN.
3. Pastikan tutup sudah terpasang dengan benar.
4. Atur knob timer sesuai dengan kebutuhan.
5. Unit akan otomatis mati sesuai pengaturan timer.

Catatan

- GET 100-E UV dapat digunakan untuk penyimpanan bahan setelah proses sterilisasi.
- Pengaturan timer adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60 menit
- Jangan menatap ke tutup unit untuk waktu yang lama, dapat menyebabkan kerusakan pada mata.
- Tempatkan GET 100-E UV pada tempat yang datar dan stabil.
- Jaga unit dari suhu dan tempat basah agar tidak terjadi hubungan arus pendek.

Perawatan

- Bersihkan unit secara berkala, anda dapat menggunakan kain yang sudah dibasahi dan hindari menggunakan deterjen karena dapat merubah warna unit.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

PT. SINKO PRIMA ALLOY
TAMBAK OSOWILANGUN NO.61
PERGUDANGAN OSOWILANGUN PERMAI BLOK E7-E8
SURABAYA - 60191
TLP. 031-7492882, 74828816, 7482835
sinkoprima@gmail.com
teknik.sinkoprima@gmail.com
Website: <http://www.elitech.id>

No Document : SPA-BM/PROD-126
Ver : 00
Release Date : 28 Mei 2020