


Panduan Pengguna Timbangan Badan

A. Fitur

- | | |
|--|---|
| 1-1. Kapasitas: 150kg / 330lb / 23st: 8lb | 1-12 Dimensi : 310 mm(P) x 310 mm(L) x 27 mm(T) |
| 1-2. Graduasi: 0.1kg / 0.2lb / 1lb | 1-13 Penggunaan Normal: |
| 1-3. Berat Unit: kg / lb / st: lb | Suhu: 5°C ~ 40°C |
| 1-4. Fungsi Tombol: UNIT | Kelembapan : ≤80% |
| 1-5. Display: LCD | Atmosfer : 700 hPa ~ 1060 hPa |
| 1-6. Power: Adaptor DC 5V | 1-14 Penyimpanan & Transportasi : |
| 1-7. Baterai: 3 X AAA | Suhu : -20°C ~ 60°C |
| 1-8. Nyala otomatis atau tekan UNIT untuk mengaktifkan | Kelembapan : ≤ 95% |
| 1-9. Fungsi auto off | Atmosfer: 500 hPa ~ 1060 hPa |
| 1-10. Tingkat Keamanan : Peralatan Kelas II, tipe B | |
| 1-11. Berat : 2.3 kg | |

B. Layar LCD




C. Fungsi Indikasi


- 3-1. UNIT: Tekan "UNIT" untuk memilih unit yang diinginkan dalam mode berat.

D. Instruksi Pengoperasian


- 4-1. Pilih unit sebelum menggunakan
- Buka tutup baterai di bagian belakang timbangan.
 - Pasang baterai didalam dan pastikan +/- terminal benar. Lalu LCD akan menampilkan gambar seperti di bawah ini



- C. Tutup penutup baterai dan tunggu sampai "0.00 kg" tampil.



- D. Tekan "UNIT" untuk memilih unit yang diinginkan.




Catatan : Letakkan timbangan pada permukaan yang datar ketika sudah memilih satuan, maka anda dapat mulai untuk berdiri pada kaca timbangan untuk mengukur sesuai dengan prosedur pengukuran di bawah ini. Jika tidak ada operasi dalam mode berat, timbangan akan mati secara otomatis setelah sekitar 10 detik.

Panduan Pengguna Timbangan Badan

A. Fitur

- | | |
|--|---|
| 1-1. Kapasitas: 150kg / 330lb / 23st: 8lb | 1-12 Dimensi : 310 mm(P) x 310 mm(L) x 27 mm(T) |
| 1-2. Graduasi: 0.1kg / 0.2lb / 1lb | 1-13 Penggunaan Normal: |
| 1-3. Berat Unit: kg / lb / st: lb | Suhu: 5°C ~ 40°C |
| 1-4. Fungsi Tombol: UNIT | Kelembapan : ≤80% |
| 1-5. Display: LCD | Atmosfer : 700 hPa ~ 1060 hPa |
| 1-6. Power: Adaptor DC 5V | 1-14 Penyimpanan & Transportasi : |
| 1-7. Baterai: 3 X AAA | Suhu : -20°C ~ 60°C |
| 1-8. Nyala otomatis atau tekan UNIT untuk mengaktifkan | Kelembapan : ≤ 95% |
| 1-9. Fungsi auto off | Atmosfer: 500 hPa ~ 1060 hPa |
| 1-10. Tingkat Keamanan : Peralatan Kelas II, tipe B | |
| 1-11. Berat : 2.3 kg | |

B. Layar LCD




C. Fungsi Indikasi


- 3-1. UNIT: Tekan "UNIT" untuk memilih unit yang diinginkan dalam mode berat.

D. Instruksi Pengoperasian


- 4-1. Pilih unit sebelum menggunakan
- Buka tutup baterai di bagian belakang timbangan.
 - Pasang baterai didalam dan pastikan +/- terminal benar. Lalu LCD akan menampilkan gambar seperti di bawah ini



- C. Tutup penutup baterai dan tunggu sampai "0.00 kg" tampil.




- D. Tekan "UNIT" untuk memilih unit yang diinginkan.




Catatan : Letakkan timbangan pada permukaan yang datar ketika sudah memilih satuan, maka anda dapat mulai untuk berdiri pada kaca timbangan untuk mengukur sesuai dengan prosedur pengukuran di bawah ini. Jika tidak ada operasi dalam mode berat, timbangan akan mati secara otomatis setelah sekitar 10 detik.

4-2. Mengukur (Unit kg dipilih)

- Letakkan timbangan pada permukaan tanah yang datar dan keras.
- Silahkan berdiri diatas kaca timbangan langsung untuk menyalakan timbangan.




- Berdiri diam dan data berat badan akan terkunci secara otomatis setelah berkedip ketika stabil. Kemudian timbangan akan mati setelah sekitar 10 detik.



Catatan : Jika Anda ingin mengukur sekali lagi, silahkan melangkah keluar, kemudian menginjak timbangan kembali.

E. Pesan Indikasi

- 5-1. Indikasi baterai lemah. Ketika "Lo" tampil, timbangan akan mati setelah beberapa detik dan ganti baterai.











- 5-2. Indikasi overload. Jangan menimbang melebihi batas yang ditentukan karena akan merusak sensor.



F. Peringatan


- Pastikan timbangan ada di permukaan datar. Hindari karpet atau permukaan yang lembut.
- Permukaan timbangan akan licin jika basah. Pastikan kedua kaca dan kaki Anda kering sebelum digunakan.
- Timbangan ini tidak tahan air.
- Bersihkan timbangan dengan kain sedikit basah. **JANGAN** menggunakan bahan kimia / abrasive untuk membersihkan timbangan.
- Harap keluarkan baterai, jika timbangan tidak digunakan untuk jangka waktu yang panjang

G. Penjelasan Simbol-Simbol


1		Peralatan tipe B
2		Peralatan kelas II
3		Instruksi Pengoperasian
4		Lihat Buku Manual
6		Peringatan
7		Nomer Seri
8		Produsen
9		Barang tidak boleh langsung dibuang ke tempat sampah

4-2. Mengukur (Unit kg dipilih)

- Letakkan timbangan pada permukaan tanah yang datar dan keras.
- Silahkan berdiri diatas kaca timbangan langsung untuk menyalakan timbangan.




- Berdiri diam dan data berat badan akan terkunci secara otomatis setelah berkedip ketika stabil. Kemudian timbangan akan mati setelah sekitar 10 detik.




Catatan : Jika Anda ingin mengukur sekali lagi, silahkan melangkah keluar, kemudian menginjak timbangan kembali.

E. Pesan Indikasi

- 5-1. Indikasi baterai lemah. Ketika "Lo" tampil, timbangan akan mati setelah beberapa detik dan ganti baterai.











- 5-2. Indikasi overload. Jangan menimbang melebihi batas yang ditentukan karena akan merusak sensor.



F. Peringatan

- Pastikan timbangan ada di permukaan datar. Hindari karpet atau permukaan yang lembut.
- Permukaan timbangan akan licin jika basah. Pastikan kedua kaca dan kaki Anda kering sebelum digunakan.
- Timbangan ini tidak tahan air.
- Bersihkan timbangan dengan kain sedikit basah. **JANGAN** menggunakan bahan kimia / abrasive untuk membersihkan timbangan.
- Harap keluarkan baterai, jika timbangan tidak digunakan untuk jangka waktu yang panjang

G. Penjelasan Simbol-Simbol

1		Peralatan tipe B
2		Peralatan kelas II
3		Instruksi Pengoperasian
4		Lihat Buku Manual
6		Peringatan
7		Nomer Seri
8		Produsen
9		Barang tidak boleh langsung dibuang ke tempat sampah