

## Buku Manual


### Timbangan Badan

#### Fitur

- ❖ Kapasitas: 150kg / 330lb / 23st: 8lb
- ❖ Graduasi: 0.05kg / 0.2lb / 1lb
- ❖ Berat Barang: kg / lb / st: lb
- ❖ Berat Minimal: 0.1 kg
- ❖ Fungsi Kunci: UNIT
- ❖ Tampilan: LCD
- ❖ Baterai: 2 Baterai "AAA"
- ❖ Auto on atau tekan UNIT untuk tombol on
- ❖ Auto off fungsi
- ❖ Tingkat Keamanan : Peralatan Kelas III, tipe B

- ❖ Penggunaan normal :  
Suhu : 5°C ~ 40°C  
Kelembapan : ≤80%  
Atmosfer : 700 hPa ~ 1060 hPa
- ❖ Penyimpanan & Transportasi:  
Suhu : -20°C ~ 60°C  
Kelembapan : ≤ 95%  
Atmosfer : 500 hPa ~ 1060 hPa

#### Tampilan LCD




#### Indikasi Fungsi

- ❖ UNIT: Tekan "UNIT" untuk memilih unit yang diinginkan pada mode timbangan.


#### Instruksi Penggunaan

##### I. Pilih unit sebelum menggunakan


- Buka penutup baterai di belakang timbangan.
- Pasang baterai didalam dan pastikan +/- terminal sesuai.



- Tutup penutup baterai dan tunggu sampai "0.00 kg" tampil.



- Tekan "UNIT" untuk memilih unit yang diinginkan.



**Catatan:** Letakkan timbangan ditempat yang rata keras setelah selesai memilih unit, kemudian kamu dapat memulai untuk tetap di diatas timbangan. Jika timbangan tidak sedang beroperasi maka timbangan akan mati secara otomatis setelah 10 detik.

## Buku Manual


### Timbangan Badan

#### Fitur

- ❖ Kapasitas: 150kg / 330lb / 23st: 8lb
- ❖ Graduasi: 0.05kg / 0.2lb / 1lb
- ❖ Berat Barang: kg / lb / st: lb
- ❖ Berat Minimal: 0.1 kg
- ❖ Fungsi Kunci: UNIT
- ❖ Tampilan: LCD
- ❖ Baterai: 2 Baterai "AAA"
- ❖ Auto on atau tekan UNIT untuk tombol on
- ❖ Auto off fungsi
- ❖ Tingkat Keamanan : Peralatan Kelas III, tipe B

- ❖ Penggunaan normal :  
Suhu : 5°C ~ 40°C  
Kelembapan : ≤80%  
Atmosfer : 700 hPa ~ 1060 hPa
- ❖ Penyimpanan & Transportasi:  
Suhu : -20°C ~ 60°C  
Kelembapan : ≤ 95%  
Atmosfer : 500 hPa ~ 1060 hPa

#### Tampilan LCD




#### Indikasi Fungsi

- ❖ UNIT: Tekan "UNIT" untuk memilih unit yang diinginkan pada mode timbangan.


#### Instruksi Penggunaan

##### II. Pilih unit sebelum menggunakan


- Buka penutup baterai di belakang timbangan.
- Pasang baterai didalam dan pastikan +/- terminal sesuai.



- Tutup penutup baterai dan tunggu sampai "0.00 kg" tampil.




- Tekan "UNIT" untuk memilih unit yang diinginkan.




**Catatan:** Letakkan timbangan ditempat yang rata keras setelah selesai memilih unit, kemudian kamu dapat memulai untuk tetap di diatas timbangan. Jika timbangan tidak sedang beroperasi maka timbangan akan mati secara otomatis setelah 10 detik.

## II. Langkah-langkah (memilih Unit kg)

- Letakkan timbangan di tempat yang rata dan keras.
- Berdiri langsung diatas timbangan untuk tombol on.




- Terus berdiri dan hasil berat data akan terkunci secara otomatis setelah berkelip lalu stabil. Kemudian timbangan akan berubah off setelah 10 detik.



**Catatan :** Jika kamu ingin melakukannya lagi, unit off, kemudian on kan kembali.

### Indikasi pesan

- Indikasi baterai lemah. Ketika "Lo" tampil, timbangan akan mati setelah beberapa detik dan ganti baterai.











- Indikasi berlebihan. Ketika "Err" tampil, ganti berat pada timbangan untuk menjaga sensor.



### Peringatan


- Pastikan timbangan digunakan ditempat yang rata, dan permukaan yang kuat.
- Ganti baterai, jika timbangan tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama.
- Bersihkan timbangan dengan kain sedikit basah. Jangan gunakan apapun bahan yang bersifat kimia/pengelupasan untuk membersihkan timbangan.

### Penjelasan Simbol-Simbol


1		Peralatan tipe B
2		Peralatan kelas III
3		Instruksi Pengoperasian
4		Lihat Buku Manual
6		Peringatan
7		Nomer Seri
8		Produsen
9		Barang tidak boleh langsung dibuang ke tempat sampah

## II. Langkah-langkah (memilih Unit kg)

- Letakkan timbangan di tempat yang rata dan keras.
- Berdiri langsung diatas timbangan untuk tombol on.




- Terus berdiri dan hasil berat data akan terkunci secara otomatis setelah berkelip lalu stabil. Kemudian timbangan akan berubah off setelah 10 detik.



**Catatan :** Jika kamu ingin melakukannya lagi, unit off, kemudian on kan kembali.

### Indikasi pesan

- Indikasi baterai lemah. Ketika "Lo" tampil, timbangan akan mati setelah beberapa detik dan ganti baterai.











- Indikasi berlebihan. Ketika "Err" tampil, ganti berat pada timbangan untuk menjaga sensor.



### Peringatan

- Pastikan timbangan digunakan ditempat yang rata, dan permukaan yang kuat.
- Ganti baterai, jika timbangan tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama.
- Bersihkan timbangan dengan kain sedikit basah. Jangan gunakan apapun bahan yang bersifat kimia/pengelupasan untuk membersihkan timbangan.

### Penjelasan Simbol-Simbol

1		Peralatan tipe B
2		Peralatan kelas III
3		Instruksi Pengoperasian
4		Lihat Buku Manual
6		Peringatan
7		Nomer Seri
8		Produsen
9		Barang tidak boleh langsung dibuang ke tempat sampah